

Create it 

TIP GUIDE

ESCARIADORES NEUMÁTICOS

NSK

Una gama completa de puntas que se adapta a sus necesidades

Escarificación 04



Perio 06



Perio (Mantenimiento) 07-08




Restauración (Para Intervenciones Mínimas) 10



Restauración (Para Intervenciones Mínimas) 12-14




Puntas-V (Endodencia) 16







ESCARIFICACIÓN

ESCARIFICACIÓN



MODELO S1

- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252411**

- Tipo Universal

MODELO S2

- Corte Transversal





CÓDIGO DE PEDIDO **Z252413**

- Tipo Hoz



MODELO S3

- Corte Transversal
- Eliminación de sarro marginal gingival.




CÓDIGO DE PEDIDO **Z252412**

- Tipo Perio

PERIO





PERIO



MODELO S10

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252420**

- Tipo Universal Línea Delgada

MODELO S20

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación de placa dental subgingival.





Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252441**

- Raspado de Raíz (Punta recta)

MODELO S21R

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.




Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252442**

- Raspado de Raíz (Punta curva derecha)

MODELO S21L

- Eliminación de sarro subgingival y placa dental.
- Eliminación del sarro de espacios interdientales estrechos.
- Eliminación de placa dental subgingival.



Corte Transversal

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252443**


- Raspado de Raíz (Punta curva izquierda)



PERIO (Mantenimiento)

Para el mantenimiento de prótesis y prótesis soportadas por implantes.

Las puntas están elaboradas con un material especial que no daña las superficies de los implantes ni los materiales de restauración.




MODELO V-P10

V-P10 sirve para el mantenimiento de prótesis. Su forma ofrece fácil acceso a todas las áreas de tratamiento.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y900184**

- Juego de 3
- No incluye soporte S35



MODELO V-P11R

Las V-P11R/L derecha e izquierda son puntas con doble curva. Esta punta es extralarga para facilitar el acceso a zonas difíciles y evitar interferencias con los dientes adyacentes o los contornos. Su forma fue especialmente diseñada para adaptarse a las distintas morfologías de las piezas dentarias, haciendo de ella una punta apta para una amplia gama de aplicaciones, desde las piezas anteriores hasta los premolares.



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002165**

- Punta curva derecha • Juego de 3
- No incluye soporte S35



MODELO V-P11L



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002166**

- Punta curva izquierda • Juego de 3
- No incluye soporte S35

MODELO V-P12

V-P12 es una versión más larga de la popular punta V-P10. Ideal para una amplia gama de aplicaciones.




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002167**

- Juego de 3
- No incluye soporte S35



MODELO S35

Soporte de Puntas-V



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252015**

- Incluye la llave E para reemplazo de Puntas.
- No incluye la Punta de plástico.

MODELO Kit Escarificador Neumático




CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002754**

- S35 soporte : 1 pieza
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pieza cada uno
- Incluye llave de sustitución E-Tip

RESTAURACIÓN



RESTAURACIÓN (Para Intervenciones Mínimas)







MODELO **S65D**

MODELO **S66D**

MODELO **S67D**

MODELO **S68D**

La forma esférica de estas puntas las hace aptas para realizar ajustes delicados, así como para eliminar caries en las zonas cervical e interproximal.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252465**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252466**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252467**


CÓDIGO DE PEDIDO **Z252468**

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante


• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante




Eliminación de caries en las zonas cervical e interproximal.

RESTAURACIÓN





RESTAURACIÓN (Para preparación del núcleo de la corona)



MODELO **S71D**

MODELO **S72D**

Estas puntas son planas y presentan bordes seguros para llevar a cabo preparaciones en zonas mesiales o distales.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252471**


CÓDIGO DE PEDIDO **Z252472**

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante



RESTAURACIÓN (Para preparación del núcleo de la corona)









MODELO **S81D**

MODELO **S82D**

MODELO **S83D**

MODELO **S86D**

Estas puntas pueden usarse para terminar márgenes tras preparar la zona con una fresa convencional. Esto permite suavizar los bordes afilados y surcos gingivales evitando lesiones, algo que no se puede lograr únicamente con instrumentos rotatorios.



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252469**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252462**

CÓDIGO DE PEDIDO **Z252461**



CÓDIGO DE PEDIDO **Z252460**


• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante

• Recubierta de diamante






SISTEMA PUNTAS-V

SISTEMA PUNTAS-V

El sistema de soporte Puntas-V de NSK es innovador, multifuncional y económico. El soporte de Puntas-V es un componente separado de las actuales Puntas de corte y puede ser reemplazado de forma fácil y sin costo. El sistema de soporte de Puntas-V ofrece flexibilidad y la capacidad de expandirse para responder a las amplias exigencias para aplicaciones clínicas multi-uso.



MODELO **S75**




CÓDIGO DE PEDIDO **Z252035**

• Incluye llave de sustitución de Punta E

SISTEMA PUNTAS-V (Endodoncia)




MODELO **V-U15**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900177**

• Lima-V irrigación 23 mm • ISO 15 • Juego de 6


MODELO **V-U20**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900178**

• Lima-V irrigación 23 mm • ISO 20 • Juego de 6


MODELO **V-U25**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900179**

• Lima-V irrigación 23 mm • ISO 25 • Juego de 6


MODELO **V-U30**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900180**

• Lima-V irrigación 23 mm • ISO 30 • Juego de 6

MODELO **V-U35**



CÓDIGO DE PEDIDO **Y900181**

• Lima-V irrigación 23 mm • ISO 35 • Juego de 6



